

RHINO RESCUE



**BLEEDING
CONTROL**

MANUAL DE USUARIO

Introducción



El torniquete Rhino Rescue está diseñado para el control efectivo de hemorragias externas en situaciones de emergencia. Su uso adecuado puede salvar vidas, está autorizado para su uso en extremidades que tengan un sangrado activo o hemorragia descontrolada. Su uso y aplicación es simple, rápida y efectiva.

Componentes

- Correa o cinta.
- Dispositivo de ajuste o molino.
- Hebilla de cierre.
- Indicadores de aplicación

Indicaciones de Uso

El torniquete debe ser utilizado en las siguientes situaciones:

- Hemorragias externas severas en brazos o piernas que no se pueden controlar con presión directa.
- Lesiones traumáticas con sangrado arterial evidente y activo en las extremidades.



RHINO RESCUE



BLEEDING CONTROL

2. Colocación del Torniquete

1. Solicite ayuda médica en calidad de urgencia.
2. Retire la ropa que cubra la herida y busque el origen del sangrado.
3. Coloque el torniquete 5 a 7.5 cm por encima de la herida. Si hay una herida en la muñeca o el tobillo, colóquelo lo más cerca del tronco posible.
4. Asegúrese que no haya objetos como teléfonos móviles, lápices u otros objetos bajo la ropa, que puedan quedar en el lugar donde será posicionado el torniquete.

Siga los siguientes pasos:



01 APLIQUE EL TORNIQUETE DE 2 A 3 PULGADAS (5 A 7.5 CM SOBRE LA LESIÓN QUE PROVOCA EL SANGRADO. (NO COLOQUE SOBRE MUÑECA, CODO, TOBILLO O RODILLA).



02 AJUSTE Y ASEGURE LA CINTA PEGANDO EL VELCRO HASTA LA PARTE SUPERIOR. ASEGURESE QUE EL MOLINETE QUEDE EN LA PARTE EXTERNA PARA LA ROTACIÓN DE APRIETE.



03 GIRE EL MOLINETE EN EL SENTIDO DEL RELOJ, COMPRIMIENDO HASTA QUE SE DETENGA EL SANGRADO ACTIVO.



04 SAQUE EL LAPIZ INCLUIDO EN EL MOLINETE, Y REGISTRE LA HORA DE LA POSTURA DEL TORNIQUETE.



RHINO RESCUE



**BLEEDING
CONTROL**

Consideraciones Importantes

- Nunca retire un torniquete una vez aplicado, a menos que un profesional de la salud lo indique.
- Si el sangrado continúa, no dudes en aplicar un segundo torniquete por encima del primero, o de utilizar una de las dos técnicas recomendadas por la Bleeding Control.
- Mantén la extremidad elevada para ayudar a controlar el sangrado.
- Solicite o realice un traslado de urgencia, al centro de Salud más cercano.

Advertencias

- El uso incorrecto o tardío del torniquete puede provocar mayores lesiones o incluso la muerte.
- Capacítase en control de hemorragias, en su uso práctico mediante simulaciones o formación especializada.
- No utilice el torniquete para entrenamientos, para esto Rhino Rescue cuenta con modelos de entrenamiento. El uso constante del torniquete puede llevar a averías o fallas en situaciones reales.
- Si es utilizado en una situación real, es recomendable desechar el torniquete.
- El equipo médico Torniquete Rhino Rescue no es autoclave.
- Almacena el torniquete en un lugar accesible y de fácil alcance.
- No almacene el torniquete directamente a la exposición solar.
- La vida útil de un torniquete Rhino Rescue puede variar. En general, estos torniquetes están diseñados para ser duraderos y pueden tener una vida útil de 5 a 7 años si se almacenan adecuadamente y no se usan. Sin embargo, es importante revisar regularmente el estado del torniquete y seguir las recomendaciones del fabricante.



RHINO RESCUE



BLEEDING
CONTROL

Nota: Este manual es un ejemplo básico y debe ajustarse a las normativas y prácticas recomendadas por la organización de control de hemorragias y el fabricante

Garantías

Los torniquetes Rhino Rescue están diseñados para ofrecer alta calidad y confiabilidad en situaciones de emergencia. Todos nuestros productos incluyen una garantía limitada que cubre defectos en materiales y mano de obra bajo condiciones de uso normales.

Términos de la Garantía:

1. **Duración:** La garantía es válida por un período de 5 años desde la fecha de compra, siempre que se conserve el recibo como prueba de compra.
2. **Cobertura:** Esta garantía cubre cualquier defecto de fabricación o material que afecte el funcionamiento del torniquete. Si se identifica un defecto dentro del período de garantía, ofrecemos la reparación o el reemplazo del producto sin costo.
3. **Exclusiones:** La garantía no cubre daños por uso indebido, exposición a condiciones extremas, desgaste normal, o modificaciones no autorizadas. Los torniquetes que han sido utilizados en situaciones de emergencia deben ser reemplazados por razones de seguridad, independientemente de su estado.
4. **Reclamaciones:** Para hacer una reclamación bajo esta garantía, los clientes deben ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente con la prueba de compra y una descripción del problema. Se evaluará el caso y se dará una respuesta en el menor tiempo posible.
5. **Mantenimiento:** Para asegurar la efectividad del torniquete, se recomienda realizar inspecciones regulares y seguir las instrucciones de uso y almacenamiento proporcionadas en el manual del usuario

